

Test: LEPU MEDICAL – SARS-CoV-2 Antigen Rapid test Kit

Testování: 2x týdně (po, čt) nebo v první den přítomnosti dítěte/žáka.

Průběh testování - samoodběru

1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr z kraje nosu dle pokynů dohlízejícího pracovníka (pedagog, asistent pedagoga, ...) pomocí výtěrové tyčinky.
2. Po samoodběru testovaný prostrčí výtěrovou tyčinku se vzorkem do určeného otvoru.
3. Dohlízející pracovník přidá 6 kapek roztoku a zároveň 2x výtěrovou tyčinkou otočí.
4. Odstranění ochranného krytu fixačního lepidla a slepení levé a pravé strany testovací sady (provede testovací pracovník)
5. Po 15 minutách je znám výsledek testu.